



19 décembre 2005

## **Recommandations concernant les insufflateurs manuels en silicone de la société Laerdal**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Laerdal Médical France a informé le 16 décembre 2005 les utilisateurs des insufflateurs manuels en silicone d'un risque d'erreur de montage de la valve patient pouvant provoquer le blocage de cette valve et une impossibilité d'expiration pour le patient.

Tous les établissements de santé ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>